

iFOBT: Umstellung auf ein neues Testsystem für Hämoglobin im Stuhl

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebes Praxisteam,

für die Durchführung des immunologischen Tests auf Blut im Stuhl steht Ihnen ein **neues Abnahmesystem der Firma Mast** zur Verfügung, welches unser bisheriges Abnahmesystem von R-Biopharm schrittweise ersetzen wird.



- ▶ **Neu** ist, dass das Probenröhrchen zur Probennahme durch den Anwender nur noch an einer Stelle zu öffnen ist und dass sich die Probenstabilität auf 7 Tage bei Raumtemperatur (28 Tage bei 2-8 °C) verlängert.

Die Umstellung ist ein fließender Prozess.

Für ein **ressourcenschonendes und umweltfreundliches Vorgehen** bitten wir um folgendes:

1. Bitte verwenden Sie das neue Abnahmeset erst, wenn die bisherigen Probengefäße verbraucht sind!
2. Bestellen Sie bitte nur bedarfsgerecht, da die Abnahmesysteme eine begrenzte Haltbarkeit haben. Nachlieferungen sind kurzfristig möglich.
3. Um den Rücklauf der Proben zu verbessern (Quote 47,8% Stand: 01.07.2020), empfehlen wir, einen Abgabetermin mit dem Patienten zu vereinbaren.

Die Abnahmesets können Sie wie gewohnt bei unserem Laborservice Westmecklenburg unter der Tel.-Nr.: 0385-644 24 228 anfordern.

Fragen zu dem Test beantworten Ihnen gern folgende Ansprechpartner:

- ▶ Dr. med. Frank Oswald | Telefon: 0385-644 24 240
- ▶ Dr. rer. nat. Arkadius Ilmberger | Telefon: 0385-644 24 287

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Frank Oswald
Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

Dipl. Chem. H.-O. Schmudlach
Fachwissenschaftler, Geschäftsführer