



Nicht nachforderbare Parameter

Einige Parameter müssen noch am gleichen Tag bearbeitet werden und können daher nicht gelagert oder nachgefordert werden. Diese Laborinfo gibt Ihnen einen Überblick über die am häufigsten angefragten Nachforderungen. Weitere Informationen insbesondere zu Spezialparametern entnehmen Sie bitte dem Präanalytik-Handbuch und unserem Leistungsverzeichnis auf der Internetseite www.labor-schwerin.de

EDTA-Monovette

rot

- Großes Blutbild
- Manuelle Blutbilddifferenzierung
- Basophilen-Stimulationstest
- Katecholamine im Plasma
- ACTH
- Insulin
- BSG



Citrat-Monovette

grün

- Alle Gerinnungsparameter



Gelbe Urinmonovette

gelb

- Urinstatus
- Glucose i. U., quantitativ



Serum-Monovette

weiß

- Kalium
- Phosphat
- Eisen
- Bilirubin, gesamt und direkt
- Troponin-T
- Myoglobin
- Calcitonin
- Folsäure
- Vitamin B2
- Zink
- LDH
- löslicher Transferrin-Rezeptor
- Homocystein (Spezialmonovette!)

